

Grip-Lok von Vygon

Fixierpflaster zur Fixierung von Kathetern, Sonden und Zuleitungen mittels Klettverschluss



Anzahl pro VE

100 Stück

Universal-Pflaster zur Fixierung von Kathetern, Sonden und Zuleitungen mittels Klettverschluss

SSB

Dieses Produkt ist eingeschränkt als Sprechstundenbedarf abrechnungsfähig.

| Art.-Nr. | PZN |
|----------|-----|
|----------|-----|

| | |
|---------|----------|
| 5804.16 | 12426460 |
|---------|----------|

| | |
|---------|----------|
| 5804.17 | 09514485 |
|---------|----------|

Fixierpflaster Grip-Lok

Universal-Pflaster zur Fixierung von Kathetern, Sonden und Zuleitungen mittels Klettverschluss

Das Pflaster kann **einfach**, **schnell** und **sicher** mit Einmalhandschuhen fixiert werden. Der Klettverschluss bietet den Vorteil einer **wiederholten Lagekontrolle** des Schlauchs. Dadurch, dass die komplette Auflagefläche des Pflasters auf der Haut aufliegt, wird ein Ablösen des Pflasters und damit ein Verrutschen des Schlauchs verhindert.



- steriles Pflaster ermöglicht eine Fixierung nah der Eintrittsstelle
- **hoher Tragekomfort** durch Druckentlastung an der Fixierungsstelle
- **leichte, schmerzarme Entfernung** des Pflasters ohne Rückstände



Spezifikationen

| Fixierpflaster Grip-Lok | Art.-Nr. | VE |
|-------------------------|----------|-----|
| Grip-Lok universell | 5804.16 | 100 |
| Grip-Lok arteriell | 5804.17 | 100 |