

Verbinder Luer-Lock von Vygon

Luer-Lock Verbinder

Anzahl pro VE

100 Stück



Verbinder für Ernährungssonden, Katheter und
Spritzen

distal	proximal	Art.-Nr.	PZN
Stufenansatz	Luer-Lock, weiblich	801.00	00927748

Verbinder

Der Verbinder eignet sich für Ernährungssonden,
Katheter und Spritzen.

- Stufenverbinder
- leicht und bruchstabil
- strömungsgünstige Verbindung



Spezifikationen

Ansätze	Art.-Nr.	VE
Luer-Lock, weiblich / Stufenansatz	801.00	100
Luer-Lock, männlich / Stufenansatz	801.02	100