

Blasenkatheter Typ Nelaton von Vygon

**Einlumiger Blasenkatheter für
Pflegedienste mit geschlossener
Spitze aus PVC**



Anzahl pro VE

50 Stück

Gerader Blasenkatheter aus PVC mit geschlossener Spitze und seitlichen Öffnungen (Typ Nelaton)

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
1,3	4	40	420.04	
2,0	6	40	420.06	13361225
2,7	8	40	420.08	13361231
3,3	10	40	420.10	13361248
4	12	40	420.12	13361254

Gerader Blasenkatheter

Blasenkatheter gibt es in verschiedenen Designs, Materialien und Größen. Die Wahl des passenden Blasenkatheters hängt von der Größe der Harnröhre und dem Alter des Kindes ab.



Die geraden Blasenkatheter von Vygon sind weiche, einlumige Blasenkatheter des Typs Nelaton. Nelaton Katheter besitzen eine distal abgerundete und geschlossene Spitze mit zwei seitlichen Austrittsöffnungen. Die seitlichen Öffnungen besitzen abgerundete Kanten, um Verletzungen der Harnröhre zu vermeiden. Die Einmalkatheter aus PVC können für die Urinsammlung zu diagnostischen Zwecken oder für die Drainage des Urins verwendet werden. Die Einmalkatheter sind nicht für den kontinuierlichen Gebrauch bestimmt und sollten direkt nach dem Eingriff wieder entfernt werden.

- Blasenkatheter aus PVC
- Transparenter Einmalkatheter mit Röntgenkontraststreifen
- Distal geschlossen mit zwei seitlichen Öffnungen
- Kleiner Trichteransatz
- Einzeln steril verpackt

Spezifikationen

Katheter			Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	Lcm		
1,3	4,0	40	420.04	50
2,0	6,0	40	420.06	50
2,7	8,0	40	420.08	50
3,3	10,0	40	420.10	50
4,0	12,0	40	420.12	50