

Lifecath CT PICC easy von Vygon

**Hochdruckgeeigneter, nach der
Platzierung individuell kürzbarer
PICC aus PUR**



Anzahl pro VE

10 Stück

Der weltweit einzige hochdruckgeeignete PICC, der nach der Platzierung am proximalen Katheterende gekürzt werden kann. Der zentralvenöse Katheter wird peripher angelegt.

Katheter Fr	Katheter Ømm	Katheter Lcm	Lumen	Art.-Nr.	PZN
3	1	60	1	V021292213	15209131
4	1.35	60	1	V021292214	15209148
5	1.67	60	1	V021292215	15209154

Lifecath CT PICC easy®

Optimiertes Handling bei geringer Komplikationsrate

Der weltweit einzige hochdruckgeeignete PICC, der nach der Platzierung am proximalen Katheterende gekürzt werden kann und so das Risiko von Venenreizungen und Thrombosen reduziert.



Der CT PICC easy® von Vygon ist ein zweiteiliger Katheter aus vollkontrastgebendem, thermosensiblen Polyurethan der für die intermittierende, medikamentöse Therapie > 30 Tage im stationären und ambulanten Bereich eingesetzt wird.

Der Katheter ist hochdruckgeeignet bis 325 psi (22,4 bar).



Setinhalt Lifecath CT PICC easy®:

- Echogene Sicherheitspunktionskanüle (Ø 21 G, L 70 mm)
- Peelbare Schleuse (Größe entsprechend des Katheters, L 7 cm)
- Sicherheitsskalpell
- bionector®
- Nitinolguide mit Einhandeinführhilfe (Ø 0,46 mm, L 50 cm)
- 10 ml Spritze
- Schiebeklemme
- Fixierpflaster griplok®
- Maßband
- Zuleitung

Der CT PICC easy wird peripher in Mikro-Seldinger-Technik platziert. Die Katheterspitze endet in der oberen Hohlvene (Vena cava superior).

Therapiefelder:

- Angiographie
- Chemotherapie
- Totale parenterale Ernährung (TPN)
- Antibiosetherapie

Durch das proximale Einkürzen des Katheters liegt die weiche, verjüngte Katheterspitze im Gefäß. So wird das Risiko von Venenwandreizungen und damit das Risiko einer Thrombose reduziert. Die konnektierbare Zuleitung wird am Ende der Katheterplatzierung mit einer Schraubverbindung sicher mit dem Katheterschlauch verbunden. Dadurch wird zudem der Manipulationsort von der Insertionsstelle entfernt. Hierdurch wird das Risiko

einer Dislokation des Katheters und einer mechanischen Phlebitis auf ein Minimum reduziert.

Der CT PICC easy® hat eine Liegezeit von > 30 Tagen.

Spezifikationen

Fr	Ø mm	Lcm	Lumen	Katheter			Art.-Nr.	VE
				Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min*	max. Durchfl. ** ml/s 325 psi (22,4bar)		
3	1	60	1	0,5	1,6	1	V021292213	10
4	1,35	60	1	0,66	9,4	5	V021292214	10
5	1,67	60	1	1	36	6	V021292215	10

*Schwerkraft

** Viskosität 11.8 mPas