

ready-set "unite" von Vygon

**3 Lumen mit 2
Rückschlagventilen und einem
bionector®**



Anzahl pro VE

10 Stück

Infusionssysteme für die gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen.

Lumen	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
3	L1 mit RSV L2 mit RSV mit Bakterienfilter & RSV Zuspritzmöglichkeit L3 mit Bionecteur	836.205	02167000

ready-set® „unite“ von Vygon

Infusionssysteme für gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen



- **Rückschlagventile** verhindern das Aufsteigen von Medikamenten
- das **nadelfreie Konnektionssystem** bionector® schützt vor Nadelstichverletzungen und Gefäßkatheterassozierten Infektionen
- **gerade Flusskanäle** verhindern das Anhaften von Keimen
- **Filtersysteme** (0,22 µm) dienen zur Bakterienretention, Partikel- und Luftabscheidung sowie zum Schutz bei der Gabe inkompatibler Medikamente

Spezifikationen

Todr.-Vol.			Durchfluss			Ausführung			Art.-Nr.	VE
L1	L2	L3	L1	L2	L3	Bionecteur	Rückschlag-ventil	Filter		
0,24	0,84		90	3,5		✓	✓	Bakterien	836.201	10
0,95	0,95		3,5	3,5		✓	✓	Bakterien	836.202	10
0,26	0,98	0,98	90	3,5	3,5	✓	✓	Bakterien	836.205	10
0,68			3,5			✓		Bakterien	836.204	10
0,45	0,45		100	100			✓		836.203	10