

# safe-t-piece von Vygon

## 1 Lumen mit bionector®

### Anzahl pro VE

10 Stück

Infusionssysteme für die gezielte Gabe  
verschiedener hochwirksamer Medikamente über  
getrennte Lumen.



Lumen	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
1	mit Bakterienfilter mit Bionecteur	836.204	02166992

## safe-t-piece® von Vygon

Infusionssysteme für gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen



- das **nadelfreie Konnektionssystem bionector®** schützt vor Nadelstichverletzungen und Gefäßkatheterassoziierten Infektionen
- **gerade Flusskanäle** verhindern das Anhaften von Keimen
- **Filtersysteme** (0,22 µm) dienen zur Bakterienretention, Partikel- und Luftabscheidung sowie zum Schutz bei der Gabe inkompatibler Medikamente

## Spezifikationen

Todr.-Vol.			Durchfluss			Ausführung			Art.-Nr.	VE
ml			ml/min			Bionecteur	Rückschlag-ventil	Filter		
L1	L2	L3	L1	L2	L3					
0,24	0,84		90	3,5		✓	✓	Bakterien	836.201	10
0,95	0,95		3,5	3,5		✓	✓	Bakterien	836.202	10
0,26	0,98	0,98	90	3,5	3,5	✓	✓	Bakterien	836.205	10
0,68			3,5			✓		Bakterien	836.204	10
0,45	0,45		100	100			✓		836.203	10