

# ready-check 2 von Vygon

## 2 Lumen mit 2 Rückschlagventilen

### Anzahl pro VE

10 Stück



Infusionssysteme für die gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen.

Lumen	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
2	L1 mit RSV L2 mit RSV	836.203	02166957

## ready-check 2® von Vygon

Infusionssysteme für gezielte Gabe verschiedener hochwirksamer Medikamente über getrennte Lumen

- Rückschlagventile verhindern das Aufsteigen von Medikamente



### Spezifikationen

Todr.-Vol.			Durchfluss			Ausführung			Art.-Nr.	VE
L1	L2	L3	L1	L2	L3	Bionecteur	Rückschlag-ventil	Filter		
0,24	0,84		90	3,5		✓	✓	Bakterien	836.201	10
0,95	0,95		3,5	3,5		✓	✓	Bakterien	836.202	10
0,26	0,98	0,98	90	3,5	3,5	✓	✓	Bakterien	836.205	10
0,68			3,5			✓		Bakterien	836.204	10
0,45	0,45		100	100			✓		836.203	10