

PICC/Midline Platzierungs-Basisset von Vygon

**Platzierungs-Basisset zur
hygienischen Katheteranlage
unter Sicht**



Anzahl pro VE

20 Stück

Basisset, enthält die notwendigsten Komponenten und ermöglicht eine hygienische Katheteranlage unter Sicht

Hersteller-Produktbezeichnung	Art.-Nr.	PZN
PICC/Midline Platzierungs-Basisset	V02771713	16615554

PICC/Midline Platzierungs-Basisset

PICC- und Midline Platzierungs-Basisset zur sterilen Anlage von Kathetern unter Sicht

Im Gegensatz zum händischen Bereitlegen einzelner Materialien minimieren Sie mit dem Einsatz von Sets das Risiko einer Kontamination durch standardisierte Prozessschritte. Mit diesem Basisset kann das Anlageverfahren vereinheitlicht und ein hygienischer Standard für die ultraschallgestützte Punktion festgelegt werden.



Mit den Komponenten des PICC und Midline Platzierungs-Basisset von Vygon ist eine präzise und hygienische Katheteranlage unter Sicht gesichert. Einfach ausgestattet mit den notwendigsten Komponenten zur Abdeckung und Lokalanästhesie ist dieses Set hilfreich für die Anlage von Gefäßkathetern. Das im Set enthaltene Lochtuch mit dem patentierten Peel-Off-System und klebenden Sichtfenster bildet eine maximale Keimbarriere während der Platzierung des Venenkatheters.

Setinhalt:

- Einschlagtuch (100 cm x 120 cm)
- Abdecktuch (75 cm x 90 cm)
- Lochtuch peelbar (100 cm x 80 cm)
- 10 Mullkompressen (10 cm x 10 cm)
- 1 Stieltupfer
- Ultraschallgel (20 ml)
- Sondenüberzug (15 mm x 120 mm)
- 2 blaue Gummibänder
- 1 Spritze (5 ml)
- 2 Spritzen (10 ml)
- 2 Tupferbecher (rot und weiß, 60 ml)
- Ablageschale transparent
- Stichkanüle 25 G

Spezifikationen

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
PICC/Midline Platzierungs-Basisset	V02771713	20