

Boussignac CPAPVentil mit Konnektor von Vygon

Ventil zur Durchführung einer
minimalapparativen CPAP
Therapie



Anzahl pro VE

5 Stück

Ventil zur Durchführung einer minimalapparativen CPAP-Therapie ohne Respiратор

Art.-Nr. PZN

5570.13 04482088

Boussignac CPAP-Ventil

Das Boussignac CPAP-System ermöglicht eine minimal-apparative CPAP-Therapie (Continuous Positive Airway Pressure).


Der große Vorteil dieses Systems ist, dass auf den Einsatz eines Beatmungsgerätes verzichtet werden kann. Das einzige notwendige Hilfsmittel ist eine Gasquelle (O₂, Air).


Das VYGON CPAP-System ist für den Anwender schnell und einfach nutzbar und dem Patienten kann so unter Umständen eine Intubation erspart werden.

Kernstück des CPAP-Systems nach Boussignac ist das CPAP-Ventil. Angeschlossen an Gasquelle, Atemmaske und Druckmessung kann es patientenseitig **PEEP-Werte** (positive endexpiratory pressure) von bis zu 10 cm H₂O erzeugen.

Aufgrund der einfachen aber effektiven Funktionsweise wird das Ventil in den unterschiedlichsten klinischen Bereichen und im Rettungsdienst eingesetzt.

Hauptindikationen sind das akute Lungenödem, prä- und postoperative Oxygenierung im Rahmen der Adipositaschirurgie sowie die Behandlung allgemeiner Ventilationsstörungen.





Spezifikationen

CPAP Ventil passend für Masken	Endotrachealtuben mit Verbindungsstück	Tracheotomietuben mit Verbindungsstück	O2-Zuleitung Lcm	Art-Nr.	VE
ja	555.01	555.01	200	5570.13	5