

Boussignac CPAP Vernebler von Vygon

**Medikamentenvernebler zum
Vernebeln bei CPAP-Therapie**



Anzahl pro VE

10 Stück

Sprudelvernebler zur Anwendung mit dem Boussignac CPAP-Ventil

Art.-Nr. PZN

5569.01 10178911

Medikamentenvernebler

Die Medikamentenverneblung unter gleichzeitiger CPAP- Therapie hat sich als besonders effektiv erwiesen.

Die Atemwege werden "aufgedrückt" und gleichzeitig ist die Tröpfchengröße unter Druck deutlich geringer. Somit kann das Medikament tief in die Atemwege eindringen, um z.B. bei einer akuten exazerbierten COPD (**chronic obstructive pulmonary disease**) an den Alveolen zu wirken.



Der Sprudelvernebler hat sich aufgrund seiner Einfachheit und Effizienz bewährt.

Das T-Stück des Verneblers wird zuerst zwischen Maske und CPAP-Ventil gesteckt und dann wird der zu befüllende Medikamententopf eingeschraubt.

Die Verneblung erfolgt durch einen **Gasflow von bis zu 8 l/min**.

Spezifikationen

Medikamentenvernebler	Art.-Nr.	VE
	5569.01	1