

Hyperball "Low Pressure" von VYGON

Endotrachealtubus für die Langzeitbeatmung



Anzahl pro VE

20 Stück

Endotrachealtubus mit Niederdruckcuff zur Langzeitbeatmung

Tubus Lmm	Tubus Ømm	Tubus Fr	Art.-Nr.	PZN
250	5,0 x 7,0	21	518.50	00904026
250	5,5 x 8,0	24	518.55	00904032
300	6,0 x 8,5	25	518.60	00904049
300	6,5 x 9,0	27	518.65	00904055
325	7,0 x 10,0	30	518.70	00909526
325	7,5 x 10,5	31	518.75	00910417
325	8,0 x 11,0	33	518.80	00910423
325	8,5 x 11,7	35	518.85	00910446
325	9,0 x 12,5	37	518.90	00910452
325	9,5 x 13,0	39	518.95	00910469

Hyperball

Der klassische Endotrachealtubus ist aus **implantations-getestetem, thermosensibelem Material** gefertigt, dass sich der Anatomie des oberen Respirationstrakts gut anpasst.

Der besonders dünnwandige Niederdruckballon (Cuff) mit großem Füllvolumen ist über den Tubusverlauf langezogen und **dichtet schon bei geringen Drücken von unter 20 mmHg sicher ab**. Daraus resultiert eine verringerte Gefahr der Schädigung der trachealen Schleimhaut durch Druckstellen bei gleichzeitig gegebenem **hohem Aspirationsschutz**. Der Tubus ist hierdurch besonders gut für die **Langzeitintubation** geeignet.

Der längenmarkierte Tubus hat eine 37° atraumatisch abgerundete Spitze und verfügt über eine Cuffzuleitung mit Kontrollballon und selbst schließendem Ventil.



Im Überblick:

- Langgezogener Niederdruckcuff, der Druckschädigungen innerhalb der Trachea vorbeugt
- Atraumatisch abgerundete Tubusspitze
- Cuffzuleitung mit Kontrollballon und selbst-schließendem Ventil

Spezifikationen

Tubus			Cuff		Art.-Nr.	VE
Ø mm	Fr	L mm	Ø mm			
5,0 x 7,0	21	300	20	518.50	20	
5,5 x 8,0	24	300	20	518.55	20	
6,0 x 8,5	26	300	22	518.60	20	
6,5 x 9,0	27	300	22	518.65	20	
7,0 x 10,0	30	325	24	518.70	20	
7,5 x 10,5	32	325	24	518.75	20	
8,0 x 11,0	33	325	26	518.80	20	
8,5 x 11,7	35	325	26	518.85	20	
9,0 x 12,5	38	325	28	518.90	20	
9,5 x 13,0	39	325	28	518.95	20	