

Absaugkatheter mit Sogregulierung von Vygon

Distal offener Absaugkatheter mit zwei seitlichen Öffnungen und Sogregulierung



Anzahl pro VE

50 Stück

Katheter mit Fingertipansatz zum kontrollierten Absaugen

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
1,7	5	29	535.05	00912155
2,7	8	29	535.08	00912161
3,3	10	29	535.10	00912178

Absaugkatheter mit Sogregulierung

Absaugkatheter mit Sogregulierung zum einfachen und sauberen Absaugen von Flüssigkeiten



- Röntgenkontrastfähiges Material
- Fingertip-Ansatz zur einfachen Sogregulierung
- Zwei seitliche Öffnungen, um ein Festsaugen der Katheterspitze zu verhindern

Spezifikationen

Absaugkatheter distal offen, mit zwei Augen und Sogregulierung

Ømm	Fr	Lcm	Art.-Nr.	VE
1,7	5	29	535.05	50
2,7	8	29	535.08	50
3,3	10	29	535.10	50
5,3	16	42	535.16	50