

Leadercath Expert von VYGON

Antimikrobieller Venenkatheter aus Polyurethan

Anzahl pro VE

5 Stück



Einlumiger zentralvenöser Silberionen-inkorporierter Katheter nach Seldinger. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser antimikrobielle Katheter hervorragend als Standardkatheter auf der Intensivstation und den peripheren Stationen

Katheter Ømm	Katheter G	Katheter Lcm	Art.-Nr.	PZN
1,5 x 2,1	14	20	8128.420	09446387
1,5 x 2,1	14	30	8128.430	09446393
1,2 x 1,8	16	20	8128.620	09446401
1,2 x 1,8	16	30	8128.630	09446418

Leadercath Expert

Einlumiger zentralvenöser Silberionen-inkorporierter Katheter nach Seldinger. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser antimikrobielle Katheter hervorragend als Standardkatheter auf der Intensivstation und den peripheren Stationen



- **Silberionen**-inkorporierter Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblenm Polyurethan
- **Einführkanüle** aus Metall mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-Guide aus Nitinol** und **EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- die flexible, abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen

Katheter-Set:

- Katheter
- Injektstopfen, latexfrei
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- **Einführkanüle** aus Metall mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** mit **EKG-Markierung** und Einführhilfe
- Dilatator

Spezifikationen

Katheter			Lumen G		Guide		Einführkanüle			Art.-Nr.	VE
Ømm	G	Lcm	Totr.-Vol. ml	Durchfl. ml/min	Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm		
1,2 x 1,8	16	20	0,54	56	0,96	60	1,4	17	70	8128.620	5
			0,40	47							
1,5 x 2,1	14	20	0,83	100	0,96	60	1,4	17	70	8128.420	5
			0,90	90							
1,5 x 2,1	14	30	0,90	90	0,96	70	1,4	17	70	8128.430	5

