

Halteband für Beatmungsмасke von Vygon

Halteband zur Maskenfixierung



Anzahl pro VE

5 Stück

Halteband zur Maskenfixierung

Ausführung	Art.-Nr.	PZN
Silikon	5559.01	04481976
Kautschuk	5559.02	04481982
Synthetik schwarz	5559.03	09514410

Halteband

Für die CPAP-Maske bietet VYGON drei unterschiedliche Haltebänder an:



- Das **türkise** Silikonband ist besonders stabil und erlaubt eine feste Fixierung der Maske am Patient.
- Das **weiße** Kautschukband ist besonders elastisch und damit leicht und schnell zu fixieren. Es kommt deshalb oftmals im Rettungsdienst zum Einsatz.
- Das **schwarze** Synthetikband bietet den höchsten Patientenkomfort. Es ist aufgrund seines Klettverschlusses stufenlos einstellbar und eignet sich besonders für eine lang anhaltende CPAP-Therapie im klinischen Bereich.

Spezifikationen

Halteband		Art.-Nr.	VE
Material	Farbe		
Silikon	grün	5559.01	5
Kautschuk	weiß	5559.02	10
Synthetik	schwarz	5559.03	10