

# Multicath 3 Expert von Vygon

## Antimikrobieller Venenkatheter aus Polyurethan



**Anzahl pro VE**


5 Stück

Dreilumiger zentralvenöser Silberionen-inkorporierter Katheter nach Seldinger. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser antimikrobielle Katheter hervorragend als Standardkatheter auf der Intensivstation zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie

Katheter Ømm	Katheter Fr	Katheter Lcm	Ausführung	Art.-Nr.	PZN
2,70	7,5	20	-	8155.200	09446476
2,70	7,5	20	mit EKG-Kabel	8155.202	09446482
2,70	7,5	30	-	8155.300	09446499
2,70	7,5	30	mit EKG-Kabel	8155.302	09446507

## Multicath 3 Expert

Dreilumiger zentralvenöser **Silberionen-inkorporierter** Katheter nach Seldinger. Aufgrund seines breiten Wirkspektrums eignet sich dieser antimikrobielle Katheter hervorragend als Standardkatheter auf der Intensivstation zur Simultaninfusion von nicht-kompatiblen Lösungen und Blutentnahme ohne Unterbrechung der Infusionstherapie.



- Silberionen-inkorporierter Katheter
- hervorragende Platzierungseigenschaften durch vollkontrastgebenden, längenmarkierten Katheter aus thermosensiblen PUR
- **Einführkanüle** aus Metall mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- **knickstabiler Sicherheits-Guide aus Nitinol** und **EKG-Markierung** ermöglicht eine sanfte und sichere Katheterplatzierung, selbst bei schwierigen Venenverläufen
- die flexible, abgerundete Katheterspitze minimiert das Risiko von Gefäßwandverletzungen
- risikoarmes Infusionsmanagement durch farbig gekennzeichnete Katheteransätze

### Katheter-Set:

- Katheter
- Injektstopfen, latexfrei
- Fixierflügel, klemmbar
- Spritze, 5 ml
- **Einführkanüle** aus Metall mit optimierten, **echogenen Eigenschaften**
- Einführkanüle aus Teflon
- Kurzskalpell
- **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** mit **EKG-Markierung** und Einführhilfe
- wahlweise mit **EKG-Verbindungskabel**
- Dilatator

**Variantenfertigung bei  
Mindestabnahme von  
200 Stück möglich**



## Spezifikationen

Katheter			Lumen G			Guide		Einführkanüle			EKG-Kabel	Art.-Nr.	VE
Ømm	Fr	Lcm	Totr.-Vol. ml			Ømm	Lcm	Ømm	G	Lmm			
			Dist.	Med.	Prox.								
2,7	7,5	20	14	18	18	0,88	60	1,26	18	70		8155.200	5
			0,45	0,34	0,36								
2,7	7,5	20	14	18	18	0,88	60	1,26	18	70	✓	8155.202	5
			0,45	0,34	0,36								
2,7	7,5	30	14	18	18	0,88	70	1,26	18	70		8155.300	5
			0,49	0,40	0,50								
2,7	7,5	30	14	18	18	0,88	70	1,26	18	70	✓	8155.302	5
			0,49	0,40	0,50								