

Nutrisafe 2 Anti U.V. Spritze von Vygon

**U.V.-Schutz Spritzen für die
sichere, enterale Ernährung**

Anzahl pro VE

50 Stück



UV-Schutz Nutrisafe 2 - Spritzen für lichtempfindliche Medikamente

Inhalt in ml	Spritzenkonus	Art.-Nr.	PZN
1	zentrisch	1022.012	06847068
2,5	zentrisch	1022.022	06847074
5	zentrisch	1022.052	06847080
10	zentrisch	1022.102	09381104

Nutrisafe 2 - UV-Spritzen

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die VYGON Spritzen haben einen weiblichen Nutrisafe 2-Ansatz und lassen sich so mit den männlichen Nutrisafe 2-Ansätzen an den Ernährungssonden verbinden.

Die UV-Schutz-Spritzen können bei lichtempfindlichen Medikamenten oder lichtempfindlichen Ernährungslösungen verwendet werden.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Spritzen in den Größen 1 ml, 2,5 ml, 5 ml und 10 ml
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung



Spezifikationen

Volumen ml	Art.-Nr.	VE
1	1022.012	50
2,5	1022.022	50
5	1022.052	50
10	1022.102	50