

Portkanüle: Perfusafe2 ohne Autoflush

Sicherheitsportkanüle für die Portpunktion

Anzahl pro VE

4 Stück

Sicherheitsportkanüle mit Huberschliff zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen bei der Portpunktion

Katheter Ømm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Art.-Nr.	PZN
1,1	19	15	5249.115	06556193
1,1	19	20	5249.120	06556218
1,1	19	25	5249.125	06556230
1,1	19	30	5249.130	06556253
0,7	22	15	5249.715	06556276
0,7	22	20	5249.720	06556299
0,7	22	25	5249.725	06556313
0,7	22	30	5249.730	06556342
0,9	20	15	5249.915	06556359
0,9	20	20	5249.920	06556371
0,9	20	25	5249.925	06556394
0,9	20	30	5249.930	06556419

Perfusafe2 ohne Autoflush

Sicherheitsportkanüle mit Huberschliff zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen bei der Portpunktion.

- **Hochdruckgeeignet** bis 24 bar
- **Kennzeichnung** von Nadelgröße, maximalem Druck und maximaler Durchflussrate auf der Klemme
- Huberschliff ermöglicht die sichere und häufige Punktion des Portseptums ohne die Gefahr der Ausstanzung
- **Transparente** Auflageflügel zur Inspektion der Punktionsstelle
- **Griffige**, stabile Flügel zur sicheren Führung der Kanüle bei Punktion und Entfernung
- Zuleitung und Ansätze aus PUR
- **Flaches Flügeldesign** für hohen Patientenkomfort
- Nadel 90° abgewinkelt
- Weiches, luftdurchlässiges Schaumstoffpad
- **Leichtgängiges Sicherheitssystem** zum Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA 250



+geschlossen

Vermeidung von Nadelstichverletzungen bei der Portpunktion



Spezifikationen

Ømm	G	Lmm	Art.-Nr.	VE
1,1	19	15,0	5249.115	10
1,1	19	20,0	5249.120	10
1,1	19	25,0	5249.125	10
1,1	19	30,0	5249.130	10
0,7	22	15,0	5249.715	10
0,7	22	20,0	5249.720	10
0,7	22	25,0	5249.725	10
0,7	22	30,0	5249.730	10
0,9	20	15,0	5249.915	10
0,9	20	20,0	5249.920	10
0,9	20	25,0	5249.925	10
0,9	20	30,0	5249.930	10