

Verschlusskappe einzeln von Vygon

Spritzenverschlusskappe

Anzahl pro VE

100 Stück

Verschlusskappe für Nutrisafe 2 - Spritzen

Ausführung	Art.-Nr.	PZN
1-teilig	828.01	06846844



Nutrisafe 2 - Verschlusskappe einzeln

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung



In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die Verschlusskappe, mit männlichem Nutrisafe 2-Ansatz, wird zum Verschließen von Nutrisafe 2-Spritzen eingesetzt. Die Verschlusskappen sind einzeln erhältlich.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Männlicher Nutrisafe 2-Ansatz
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Spritzenverschlusskappe einzeln	Art.-Nr.	VE
	828.01	100