

Verschlusskappe Set von Vygon

Spritzenverschlusskappen im Set

Anzahl pro VE

100 Stück



Verschlusskappe für Nutrisafe 2 - Spritzen im Set

Ausführung	Art.-Nr.	PZN
8-teilig	828.08	06846850

Nutrisafe 2 - Verschlusskappen Set

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung



In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die Verschlusskappe, mit männlichem Nutrisafe 2-Ansatz, wird zum Verschließen von Nutrisafe 2-Spritzen eingesetzt. Die Verschlusskappen sind im Blister zu 8 Stück erhältlich.

- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Männlicher Nutrisafe 2-Ansatz
- 8 Stück steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Verpackungsform	Art.-Nr.	VE
verpackt zu 8 Stück	828.08	100