



Schwerkraftinfusionshalter von Vygon

Schwerkraftinfusionshalter für Spritzen

Anzahl pro VE

5 Stück

Nutrisafe 2 - Schwerkraftinfusionshalter für 20 ml und 60 ml Spritzen

Ausführung	Art.-Nr.	PZN
für 20ml und 60ml Spritzen	367.011	07369412

Nutrisafe 2 - Schwerkraftinfusionshalter

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung

In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell lebensgefährlich.



Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Der Schwerkraftinfusionshalter kann für 20 ml und 60 ml Nutrisafe 2-Spritzen verwendet werden, ist flexibel einstellbar und kann z.B. an einem Infusionsständer befestigt werden.

- Flexibel einstellbar
- Abwischbar
- Wiederverwendbar
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

passend für	Art.-Nr.	VE
20 ml und 60 ml Spritzen	367.011	5