

# Duodenalsonden, Typ Levin PUR von Vygon

**Levin-Sonde aus PUR für die Pädiatrie und Erwachsenenmedizin**



**Anzahl pro VE**

50 Stück

Duodenalsonden Typ Levin zur enteralen Ernährung in PUR- oder Silikon Ausführung

Sonde Fr	Sonde Ømm	Sonde Lcm	Art.-Nr.	PZN
6	2,0	125	1391.06	00987650
8	2,5	125	1391.08	11659630
10	3,3	125	1391.10	00987673
12	4,0	125	1391.12	00987696
14	4,6	125	1391.14	00989525
16	5,3	125	1391.16	00989531
18	6,0	125	1391.18	00989548
21	7,0	125	1391.21	00989554

## Duodenalsonde Typ Levin

Die Duodenalsonden Typ Levin sind in den Ausführungen PUR und Silikon verfügbar.



### Pur:

- zur mittelfristigen Ernährung
- transparent und röntgenkontrastfähig
- distal geschlossen, vier seitliche Öffnungen
- Zentimetermarkierung alle 10 cm von 45 cm bis 75 cm

### Silikon:

- zur Langzeiternährung
- vollkontrastgebend
- distal geschlossen, vier seitliche Öffnungen
  - Zentimetermarkierung alle 5 cm von 20 cm bis 50 cm bzw. von 45 cm bis 75 cm

## Spezifikationen

Sonde		Art.-Nr.	VE
Fr	Lcm		
6	125	1391.06	50
8	125	1391.08	50
10	125	1391.10	50
12	125	1391.12	50
14	125	1391.14	50
16	125	1391.16	50
18	125	1391.18	50
21	125	1391.21	10