

Spezial-Einführkanüle von VYGON

Guideinführkanüle nach Seldinger

Anzahl pro VE

50 Stück



Guide-Einführkanüle mit Präzisions-Dreikantschliff für eine leichte und gleichmäßige perkutane Gefäßpunktion.

Kanüle Ømm	Kanüle in G	Kanüle Lmm	Art.-Nr.	PZN
1,10 x 1,40	17	50	218.14	00882402
1,10 x 1,40	17	70	0219.14	16167699

Einführkanüle

Spezialeinführkanüle für die Seldingertechnik

- **griffiger** Kanülenansatz zur sicheren Punktion
- **Präzisions-Dreikantschliff** der Einführkanüle zur leichten und gleichmäßigen perkutanen Gefäßpunktion und optimierten Darstellung der Kanülenspitze im Ultraschall
- **trichterförmiger** Kanülenansatz zur leichten und sicheren Einführung des Sicherheits-Guides



Spezifikationen

Spezial-Einführkanüle			Art.-Nr.	VE
Ømm	G	Lmm		
1,1 x 1,4	17	50	218.14	50
1,1 x 1,4	17	70	219.14	50