



Sondenverschlusskappe von Vygon

Kappe zum Verschließen von Sonden oder Zubehör mit männlichem Ansatz

Anzahl pro VE

100 Stück

Sondenverschlusskappe für NutriSafe 2 - Sonden

Art.-Nr. PZN

829.01 04120592

Nutrisafe 2 - Sondenverschlusskappe

Nutrisafe 2 – Sicherheitskonzept für die enterale Ernährung



In Anlehnung an die **DIN EN 1615** hat VYGON eine neue Generation Ernährungssonden und Zubehör entwickelt, um eine **Verwechslung** der Zuleitungssysteme für die parenterale und enterale Ernährung zu **verhindern**.

Besonders in der Neonatologie und Pädiatrie ist eine versehentliche Verwechslung der Anschlüsse potentiell

lebensgefährlich.

Das NUTRISAFE 2-System ist **kein Luer-System** und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert

werden.

Eine versehentliche **Verwechslung** und die damit verbundenen Risiken werden **zuverlässig ausgeschlossen**.

Die Sondenverschlusskappe, mit weiblichem Nutrisafe 2-Ansatz,

wird zum Verschließen von Nutrisafe 2-Sonden eingesetzt.

Die Sondenverschlusskappen sind einzeln erhältlich.

- kein Luer-Lock-Ansatz
- weiblicher Nutrisafe 2-Ansatz
- einzeln steril verpackt
- lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Sondenverschlusskappe	Art.-Nr.	VE
	829.01	100