

# enteraler Ernährungsbeutel von Vygon

Zur enteralen Verabreichung  
von Flüssigkeiten und Nahrung



**Anzahl pro VE**

50 Stück

Enteraler Ernährungsbeutel in verschiedenen Größen erhältlich und zur Konnektion von ENPlus-Anschlüssen geeignet

<b>Volumen ml</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
500	0VENP1GB	13361107
1200	0VENP2GB	13361113
1600	0VENP3GB	13361142

## Enteraler Ernährungsbeutel

### Enteraler Ernährungsbeutel zur Hydratation und Verabreichung von Nahrung

Die enteralen Ernährungsbeutel von Vygon sind in verschiedenen Volumina erhältlich. Durch den tropfsicheren Verschluss eignen sich die Ernährungsbeutel zum Transport in einem Pumpenrucksack. Durch den Einschub für Kühlpacks kann Nahrung auch außerhalb des Kühlschranks gekühlt werden.



Der ENPlus Ansatz ermöglicht den Anschluss aller handelsüblichen Pumpen- und Schwerkraftsets. Die lila Kennzeichnung der Beutelansätze weist auf die enterale Ernährung hin.

- Keine Luer-Lock-Ansatz
- Selbstklebendes Etikett
- Aufhängung für Infusionsständer
- Tropfsicherer Verschluss
- Robertsklemme zur schnellen Beendigung der Verabreichung
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung
- Einzeln steril verpackt

### Enteraler Ernährungsbeutel

Zur Hydratation oder zur Verabreichung von enteraler Ernährung

- ▶ Kompatibel mit allen ENPlus-Produkten
- ▶ Einzeln steril verpackt



## Spezifikationen

Volumen ml	Art.-Nr.	VE
500	0VENP1GB	50
1200	0VENP2GB	50
1600	0VENP3GB	50