

Nutrifit - ENFit



Flaschenverschlusskappen von VYGON

Zum hygienischen Verschließen von Flaschen

Anzahl pro VE

150 Stück

nutrifit - Flaschenverschlusskappen zum sicheren Aufziehen von Flüssigkeiten und Nahrungslösungen aus Flaschen

Ausführung	Art.-Nr.	PZN
groß	BTFSGMENFIT	14187143
mittel	BTFSMMENFIT	14187120
klein	BTFSPMENFIT	14187108

Nutrifit Flaschenverschlusskappe (ENFit™)

Nutrifit Flaschenverschlusskappe zum hygienischen Verschließen von Medikamentenflaschen mit ENFit™ Ansatz



Die ISO 80369 ist eine internationale Normenreihe mit dem Ziel Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser in medizinischen Anwendungen mit individuellen Sicherheitsansätzen zu standardisieren.

Die Norm besteht dabei aus zwanzig Teilen, die sich jeweils mit einem bestimmten Applikationsweg befassen. Der dritte Teil, die ISO 80369-3, bezieht sich auf die enterale Applikation und definiert die Geometrie des genormten, enteralen ISO Konnektors „ENFit™“.

Unter dem Handelsnamen nutrifit bietet Vygon das ENFit™-Sicherheitssystem für die enterale Ernährung an.

Die Flaschenverschlusskappen aus der nutrifit Produktlinie verfügen über einen männlichen ENFit-Ansatz und sind daher ISO 80369-3 konform. Die Verschlusskappen dienen zum hygienischen Verschließen von Medizinflaschen. Dadurch kann das Medikament hygienisch oder aseptisch mit einer ENFit™-Spritze aus dem Behältnis aufgezogen werden.

- ISO 80369-3 konform
- Kein Luer-Lock-Ansatz
- Männlicher ENFit™ Ansatz
- Hygienisches Aufziehen
- Mit Verschlusskappe
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Größe	Art.-Nr.	VE
klein	BTFSPMENFIT	150
mittel	BTFSMMENFIT	150
groß	BTFSGMENFIT	150