

Nutrifit - weibliche ENFit Sonden- Verschlusskappe von Vygon

Zum hygienischen Verschließen
von ENFit Sonden



Anzahl pro VE

200 Stück

nutrifit - Sondenverschlusskappe für den sicheren Verschluss von ENFit-Sonden

Ausführung	Art.-Nr.	PZN
weibl. ENFit	BOUFENFIT	14187172

Nutrifit Sondenverschlusskappe (ENFit™)

Nutrifit Sondenverschlusskappe zum Verschließen von ENFit™-Sonden

Die ISO 80369 ist eine internationale Normenreihe mit dem Ziel Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser in medizinischen Anwendungen mit individuellen Sicherheitsansätzen zu standardisieren.



Die Norm besteht dabei aus zwanzig Teilen, die sich jeweils mit einem bestimmten Applikationsweg befassen. Der dritte Teil, die ISO 80369-3, bezieht sich auf die enterale Applikation und definiert die Geometrie des genormten, enteralen ISO Konnektors „ENFit™“.

Unter dem Handelsnamen nutrifit bietet Vygon das ENFit™-Sicherheitssystem für die enterale Ernährung an.

Nutrifit Sondenverschlusskappen sind mit einem weiblichen ENFit™-Ansatz ausgerüstet und dienen zum Verschließen von ENFit™-Sonden.

- ISO 80369-3 konform
- Mit weiblichem ENFit™-Ansatz
- Einzeln steril verpackt
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

Spezifikationen

Sondenverschlusskappe	Art.-Nr.	VE
	BOUFENFIT	200