

# Nutrifit - Standard- Schwerkraftset ENFit von Vygon

**Proximal mit ENPlus-Ansatz  
ausgerüstet**



**Anzahl pro VE**

30 Stück

nutrifit - Standardschwerkraftset zur Konnektion an handelsübliche Ernährungsbeutel. Das Set ist mit Tropfkammer und Rollerklemme ausgestattet für die enterale Ernährung ohne eine Rollerpumpe.

<b>ID und AD Ømm</b>	<b>Länge in cm</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>PZN</b>
3,0x 4,1	250	OVENE74S	14174761
4,2 x 5,5	250	OVENE94S	14174809

## Nutrifit – Schwerkraftsets (ENFit™)

### Nutrifit – Schwerkraftsets zur Verabreichung von enteraler Ernährung über Schwerkraft



Die einfachste Form der enteralen Ernährung über eine transnasale Ernährungssonde bietet die Schwerkraftapplikation. Hierbei kommt ein Set mit Tropfkammer und Rollenklemme zum Einsatz. Die Rollenklemme ermöglicht die Einstellung der Fließgeschwindigkeit welche über die Tropfkammer visuell kontrolliert werden kann. Diese Art der Einstellung ist jedoch nicht so genau wie die Verabreichung über eine Spritzen- oder Rollenpumpe, bietet aber eine gute Alternative.

Unter dem Handelsnamen nutrifit bietet Vygon das ENFit™-Sicherheitssystem für die enterale Ernährung an.

Die Verbindung der nutrifit Schwerkraftsets mit Sonden, Spritzen und Zubehör ist dank ihrer ENFit™ Konnektoren gemäß der ISO 80369-3 sicher in der Anwendung. Das nutrifit System ist kein Luer-System und kann deshalb nicht mit Luer- oder Invers-Luer-Systemen konnektiert werden. Eine versehentliche Verwechslung und die damit verbundenen Risiken werden zuverlässig durch den normkonformen ENFit™-Ansatz ausgeschlossen.

Die Vygon-Schwerkraftsets stehen in verschiedenen Ausführung, als Standard und Universal, zur Verfügung. Je nach der benötigten Flussrate kann zudem zwischen zwei verschiedenen Schlauchtypen ausgewählt werden, Volumen- und Standard-Schlauch. Dadurch bietet Vygon eine hohe Variabilität für die Schwerkraftapplikation an.

- Konform ISO 80369-3
- Keine Luer-Lock-Ansätze
- Zuspritzport mit Verschlussdeckel
- Standard-Ausführung mit ENPlus-Ansatz zur Konnektion an Ernährungsbeutel
- Universal-Ausführung mit ENPlus Ansatz, Weithalsflaschenadapter und Beutel zur Aufhängung von Ernährungsflaschen
- Lila Färbung zur Kennzeichnung der enteralen Ernährung

### Spezifikationen

Ausführung	IDxAD /mm	Art.-Nr.	VE
Standard	3,0x4,1	OVENE74S	30
Standard	4,2x5,5	OVENE94S	30
Universal	3,0x4,1	OVENE74SCS	30
Universal	4,2x5,5	OVENE94SCS	30