

PICC/Midline Pflegeset von Vygon

Pflegeset zur sterilen Pflege peripherer Katheter

Anzahl pro VE

40 Stück



Pflegeset, das hilft die hygienische und sterile Pflege peripherer Katheter zu standardisieren und so hilft das Kontaminationsrisiko zu senken.

Hersteller-Produktbezeichnung Art.-Nr. PZN

PICC/Midline Pflegeset 96900554V

PICC/Midline Pflegeset

Für eine standardisierte und hygienische Katheterpflege

Das PICC Pflegeset von Vygon ist optimal auf die einzelnen Schritte einer hygienischen Katheterpflege abgestimmt. Das Set enthält alle sterilen Einzelkomponenten, die für den wöchentlichen Pflasterwechsel benötigt werden.

Die Zusammenfassung der Verbrauchsmaterialien als Set erspart ein händisches Bereitlegen jeder einzelnen Komponente. Das hiermit verbundene Risiko einer Kontamination als auch der zeitliche Aufwand der Zusammenstellung entfallen.

Durch den Einsatz des Sets können Verfahren vereinheitlicht und hygienische Standards für die Katheterpflege festgelegt werden.



Setinhalt:

- Haube
- 2 Gesichtsmasken
- Einschlagtuch als sterile Arbeitsfläche (75 cm x 50 cm)
- Handtuch (45 cm x 35 cm)
- 2 Paar Nitrilhandschuhe (Größe 7 / 8)
- 2 Klebestreifen
- 1x Spritze (10 ml)
- 1x gefüllte NaCl 0,9% Spritzen (10 ml)
- bionector[®]
- 10 Kompressen (7,5 cm x 7,5 cm)
- Fixierpflaster griplik[®] 3 in 1
- Transparenter Dermafilm Verband (20 cm x 15 cm)

Spezifikationen

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
PICC/Midline Pflegeset	96900554V	40