


dualyseexpertsafe® trilyseexpertsafe®

Zwei- und dreilumige Highflowkatheter nach Seldinger mit Inkorporierter Silberverbindung gemäß den Anforderungen der TRBA 250 für mehr Patienten- und Anwendersicherheit

Setinhalt:

- ▶ Katheter aus Silberionen-inkorporiertem Polyurethan
- ▶ Fixierclip für Zuleitung
- ▶ **Sicherheitspunktionskanüle seldisafe®** mit optimierten, echogenen Eigenschaften
- ▶ **knickstabiler Sicherheits-J-Guide** aus Nitinol mit Einhand-Einführhilfe
- ▶ **Safety-Scalpell**
- ▶ Universalverschlussstopfen
- ▶ Fixierflügel, klemmbar
- ▶ Dilatator (für 12 Fr Katheter liegen zur leichteren Einführung zwei Dilatatoren 8,5 Fr und 12 Fr bei)



+ seldisafe®

Passive Sicherung der Kanülenspitze beim Entfernen der Kanüle über den Guide



+ Safety-Scalpell

Aktive Sicherung der Klinge nach der Hautinzision



Lumen	Katheter			Totr.-Vol. ml/min			Durchfl. ml			Art.-Nr.	V.E.
	Ømm	Fr	Lcm	● dist.	● prox.	● dist.	● prox.				
2	3,3	10	15	1,5	1,4	205	210	8132.816	10		
2	3,3	10	20	1,6	1,5	185	190	8132.826	10		



2	4,0	12	15	1,7	1,7	350	380	8132.916	10
2	4,0	12	20	1,9	1,9	315	350	8132.926	10
2	4,0	12	24	2,0	2,0	311	319	8132.936	10



Lumen	Katheter			Totr.-Vol. ml/min			Durchfl. ml			Art.-Nr.	V.E.
	Ømm	Fr	Lcm	● dist.	● med.	● prox.	● dist.	● med.	● prox.		
3	4,0	12	15	0,5	1,6	1,0	55	230	400	8139.516	10
3	4,0	12	20	0,6	1,8	1,9	43	195	365	8139.526	10
3	4,0	12	24	0,6	1,8	2,0	40	190	312	8139.936	10